

labormedizinisches zentrum Dr Risch  
Waldeggstrasse 37  
Postfach 112  
3097 Liebfeld

Absender bitte unbedingt angeben!

Stempel Absender / Auftraggeber:

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta  
Correspondance commerciale-réponse



Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
Non affrancare

labormedizinisches zentrum  
centre des laboratoires médicaux  
centro medicina di laboratorio

Dr Risch



# Bestellkarte für Verbrauchsmaterial

labormedizinisches zentrum  
centre des laboratoires médicaux  
centro medicina di laboratorio



Bestellmöglichkeit auch über [www.risch.ch](http://www.risch.ch)

3097 Liebefeld · Waldeggstrasse 37 · TEL 058 523 34 00 · FAX 058 523 34 99

## Blut-, Serum-, Plasmaanalysen, Liquor

Nativröhrchen gold	EDTA-Röhrchen violett	Li-Heparin-Röhrchen grün	Fluorid-Röhrchen grau	Citrat-Röhrchen hellblau	Senkungsröhrchen schwarz	BSG-Pipetten	Nadeln	Adapter	Steriles Röhrchen 15 ml
-----------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--------	---------	-------------------------

Sarstedt Monovette	Trenngel mit	Trenngel ohne															
	M1	M2	M3	M5	M7	M9	M11	M12	M13	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	B21
	Pack.-Einheit	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50
	Anz. Pack.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

BD Vacutainer	Trenngel mit	Trenngel ohne														
	V1	V2	V3	V5	V7	V9	V13	V12	V14	V15	V16	V20	V21	V25		
	Pack.-Einheit	100	100	100	100	100	100	100	100	48	48	50	50	10		
	Anz. Pack.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
	Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		

## Urin-, Ejakulatanalysen

## Abfallbehälter

Weitere	Allgemeines Versandröhrchen	Urinröhrchen (für Urinstatus und Versand)	Gefäss für 24h Urin	Urinbecher steril	Urinbecher unsteril mit Deckel nicht für Transport geeignet, nur für internen Gebrauch verwenden, läuft aus!	Ejakulatbecher	gross 30l auslaufdicht	mittel 6l stichfest	klein 2,1l stichfest	
	K1	U8	U9	U1	U7	U4	U6	D1	D2	D3
	Pack.-Einheit	100	50	10	1	5	100	5	1	1
	Anz. Pack.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## Konservierung von 24h Urin

- Kapillär - BE
- Nativ
  - EDTA
  - Li-Heparin
  - Fluorid
  - Senkung
  - Senkungspipette

- Entnahme bei Kindern
- Nativ
  - EDTA
  - Li-Heparin
  - Fluorid
  - Citrat

- Spezialröhrchen
- Li-Heparin- Metall-Analytik (inkl. Kanülen)
  - CPDA<sub>1</sub>

- Salzsäure HCl, 10 ml

Bei welchen Untersuchungen Salzsäure zugeführt werden muss, entnehmen Sie bitte unserem Auftragsformular ALLGEMEIN

## Mikrobiologie

Standard-TM\* für allg. Bakteriologie (Kultur) und molekulare Diagnostik (PCR)



B1a

Tupfer fein (in Kombination mit Standard-TM\* B1a)



B1b

Uriline



B12

Urin-TM\* für allg. Bakt./Urinkultur mit Borsäure (für Versand)



B13

Pack.-Einheit	50	10	10	20
Anz. Pack.	.....	.....	.....	.....
Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....

Darminfektions-Set

Stuhlbecher nativ

OC-Sensor® Entnahme-Set (für freies Hämoglobin im Stuhl)

Steriles Röhrchen 50 ml (z.B. für Sputum, Punktionsmaterial, etc.)

Steriles Röhrchen 15 ml

Gewebebeob. (Einzel steril verpackt)

Behälter für Explantate / Sonikation



B16

B17



D15



B20



B21



Z3

- 470 ml rechteckig
- 1000 ml rechteckig
- 1900 ml rechteckig
- 600 ml rund
- Röhre

Pack.-Einheit	10	10	1	25	50	1	1
Anz. Pack.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Gelenkspunktat-Set

Blutkultur-Set  
aerob/ anaerob inkl. Entnahmematerial

TBC-Bluttest QuantiFERON Gold plus

Richtige Entnahme:  
zuerst aerobe, dann anaerobe Flasche



B31



B33



M5

V5

Anz. Stk.	.....	.....	.....	.....
-----------	-------	-------	-------	-------

## Zytogenetik/prä- und postnatale Chromosomen - Diagnostik

Sterilbehälter für Fruchtwasser-Punktion inkl. Transportbehälter

Nadel für Fruchtwasser-Punktion

Steriles Röhrchen 15 ml

Sterilbehälter 70 ml für Abortmaterial (biolog. Material)

Steriles Vorratsmedium (Aborte, CVS; bei -20°C lagern) inkl. Transportbehälter

Heparinampulle für CVS (bei 4°C lagern)




Z1



Z2



B21



Z3



Z4



Z5

Anz. Stk. ....

## Infoblätter / Broschüren

Pränatale Analytik Elterninfo

Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Schwangerschaftsdiabetes

Deutsch

Französisch

Italienisch

Toxoplasmose Elterninfo

Deutsch

Französisch

Italienisch

Englisch

Information zur Spermienaufbereitung für IUI

Deutsch

Französisch

Englisch

CMV Elterninfo

Deutsch

Französisch

Italienisch

Gebärmutterhalskrebs-Patienteninfo

Deutsch

Französisch

Italienisch

Sexuell übertragbare Infektionen

Deutsch

Französisch

Italienisch

Gebärmutterhalskrebs - Ärzteinfo

Deutsch

Französisch

Italienisch

## Auftragsformulare

Anz. Stk. ....

Allgemein

Mikrobiologie

Gerinnung

Allergie

Medikamente

Gynäkologie

Andrologie

Risiko-screening + Präeklampsie

Zytogenetik  
 pränatal  
 postnatal

Praxisformular individuell (Muster beileg.)

## Auftragsformulare

Anz. Stk. ....

YourPrevention Einzel

YourPrevention Profil

Knochen-stoffwechsel

Demenz-diagnostik

ParaDiag Toxoplasmose/ Parasitologie

STI

## Versandtüten

Allgemein

Mikrobiologie (inkl. Sekundärverpackung)

Notfalletiketten

LabOrder-Etiketten

## Versandschutz

## Diverses

Anz. Stk. ....

Versand-schutz für Objektträger

Versand-schutz für Serumröhrchen

Atemtest H. pylori

Material für Spermio-gramm

PraenaTest® Box

Schwanger-schaftstest im Urin

RUMA-Marker, inkl. Auftrags-formulare

Blutentnahme-Set: Colox®

Kühlbox